



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

## Фартук EleGreen белый п/э 78x120 СТАНДАРТ №100/1000

Произведено в соответствии ТУ 22.29.10-013-33186646-2020

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фартук представляет собой цельный кусок материала с отверстием для головы и двумя завязками. Изделие одноразового применения.

Фартук одноразовый, защищает рабочие поверхности одежды от различных загрязнений, влаги, реагентов. Фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее.

Область применения - предназначен для использования персоналом в лечебно-профилактических, оздоровительных и прочих медицинских учреждениях, в косметологии, салонах красоты, на пищевых производствах, в быту в качестве защитного средства.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Фартук одноразовый произведен в соответствии с ТУ 22.29.10-013-33186646-2020. Материал, используемый при производстве нарукавников - полиэтиленовая пленка низкого давления по ТУ 22.21.30-004-33186646-2017. Размер готового изделия, см:  $(78 \pm 2,0)$  x  $(120,0 \pm 3,0)$ . Вес фартука, г.:  $21,0 \pm 3,0$ . Цвет изделия: белый. Толщина пленки:  $8,0 +2/-1$  мкм.

Поверхность фартука не должна иметь механических повреждений и разрывов, пробоины и любые отверстия, пропускающие воду, не допускаются. В изделии не допускаются следующие несоответствия: дыры, складки, масляные пятна, любые инородные включения и различные загрязнения. Изделие не должно иметь посторонних запахов. Фартуки перед применением не должны пропускать воду (быть водонепроницаемы).

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных



# РАСХОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ  
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц,  
офис 702, помещ. 1-Н

на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150 по группе 2.

Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Срок хранения – 5 лет с даты производства.

Начальник отдела качества



Новикова М.Л.